



# Catalogue produits

Une étroite collaboration avec nos clients chirurgiens dentistes nous a permis de nous adapter à toutes les options chirurgicales afin de mieux respecter le choix que vous avez fait pour vos patients. IGA réunit une équipe de biologistes, enseignants, chirurgiens, industriels, chercheurs qui travaillent au perfectionnement de l'acte chirurgical et donc au confort et bien-être des patients. Depuis 1995 IGA contribue à la fabrication et distribution d'implants dentaires à des prix très compétitifs en respectant les critères de fabrication imposée par les normes USA et EU sur le titane médical. Une équipe très compétente d'ingénieurs en collaboration avec des implantologues développent des systèmes implantaire et 250000 implants et pièces prothétiques sont fabriqués chaque année. Contrôle esthétique, dimensionnel et fonctionnel sur 100% des pièces produites.



## COMPATIBLE BRANEMARK SYSTEM®\*

BRANE est un système compatible NOBEL BIO CARE® BRANEMARK SYSTEM®\* ET SPEEDY

GROOVY®\*. Traitement de surface type T-UNITE®\*.

DIAMÈTRE 3,75 HAUTEUR DU COL 0,8 mm - DIAMÈTRE 4,0 et 5,0 HAUTEUR DU COL 0,3 mm . Titane grade IV .

Dans l'étude n° 141 (voir l'onglet études) , un laboratoire externe a comparé la structure et la composition chimique de la surface de l'implant BRANE versus l'implant NOBEL ACTIVE®\* et NOBEL SPEEDY®\* .Les résultats démontrent que la composition chimique et la rugosité de la couche superficielle de l'implant BRANE sont comparables à la surface des autres implants.

Le système BRANE offre une vaste gamme de pièces prothétiques génériques et compatible Nobel Biocare® . TECOM IMPLANTOLOGY a ajouté en plus des piliers calcinables rotationnels et anti-rotationnels , une gaine cylindrique calcinable pour les multi unit et un implant de diamètre 3.75mm hauteur 7.0mm.

**BRANE TU**



**BRANE TU**



**BRANE SPEEDY GR. TU**



*Best Regards - Maurizio Atanasio*

*Chief Executive Officer*

Dispositifs médicaux classe II a et II b-CE 0426  
Directive 93/42/CEE

IGA  
7 ALLEE MAEVA -13530 TRETZ  
Tél : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59  
E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)  
[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)

\*Marques déposées par les sociétés Nobel Biocare®



Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12

### BRANE TU



Ø 3,75 H 7 REF. BRAIMP027  
Ø 3,75 H 8,5 REF. BRAIMP028  
Ø 3,75 H 10 REF. BRAIMP029  
Ø 3,75 H 11,5 REF. BRAIMP030  
Ø 3,75 H 13 REF. BRAIMP031  
Ø 3,75 H 15 REF. BRAIMP032  
**113,00 €**

### BRANE TU



Ø 4 H 8,5 REF. BRAIMP033  
Ø 4 H 10 REF. BRAIMP034  
Ø 4 H 11,5 REF. BRAIMP035  
Ø 4 H 13 REF. BRAIMP036  
Ø 4 H 15 REF. BRAIMP037  
**113,00 €**

### BRANE TU



Ø 5 H 7 REF. BRAIMP038  
Ø 5 H 8,5 REF. BRAIMP039  
Ø 5 H 10 REF. BRAIMP040  
Ø 5 H 11,5 REF. BRAIMP041  
**113,00 €**

### BRANE SPEEDY GR. TU



Ø 3,3 H 10  
Ø 3,3 H 11,5  
Ø 3,3 H 13  
Ø 3,75 H 8  
Ø 3,75 H 10  
Ø 3,75 H 11,5  
Ø 3,75 H 13  
Ø 3,75 H 16  
Ø 4 H 8,5  
Ø 4 H 10  
Ø 4 H 11,5  
Ø 4 H 13  
Ø 4 H 15  
Ø 4 H 18  
Ø 5 H 8  
Ø 5 H 10  
Ø 5 H 11,5  
Ø 5 H 13

**145,00 €**

**IGA**

**7 ALLEE MAEVA -13530 TRETTS**

**Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59**

**E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)**

**[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**



Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12

**BRANE** COMPATIBLE BRANEMARK SYSTEM®\*

## VIS DE CICATRISATION

 Utilisez un tournevis hexagonale Ø 0,9 mm

Ø 3,75/4 H 2 REF. BRAVIT032  
Ø 3,75/4 H 4 REF. BRAVIT033  
Ø 5 H 2 REF. BRAVIT034  
Ø 5 H 4 REF. BRAVIT035  
20,00 €

## TRANSFERT OPEN TRAY



Ø 3,75/4 RP REF. BRAPPR095  
Ø 5 WP REF. BRAPPR096  
30,00 €

## ANALOGUE



Ø 3,75/4 RP REF. BRAPPR066  
Ø 5 WP REF. BRAPPR067  
25,00 €

## PILIER DROIT



Ø 3,75/4 RP H1 REF. BRAPPR044  
Ø 3,75/4 RP H2 REF. BRAPPR045  
Ø 5 WP H2 REF. BRAPPR046  
55,00 €

**IGA**  
7 ALLEE MAEVA -13530 TRET  
Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59  
E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)  
[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)



Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12

## BRANE

### PILIER ANGULE 15°



Ø 3,75/4	RP H 1,5	15°	REF. BRAPPR048
Ø 3,75/4	RP H 2,5	15°	REF. BRAPPR049
Ø 5	WP H 1,5	15°	REF. BRAPPR050

65,00 €

### Pilier provisoire hexagonale avec coiffe de cicatrisation



Ø 3,75/4 RP H3 REF. BRAPPR059

40,00 €



### Pilier provisoire conique avec coiffe de cicatrisation



Ø 3,75/4	RP H3	REF. BRAPPR062
Ø 3,75/4	RP H5	REF. BRAPPR064

40,00 €



**IGA**

**7 ALLEE MAEVA -13530 TRETTS**

**Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59**

**E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)**

**[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**



Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12

## BRANE

### PILIER CALCINABLE ROTATIONNEL ET ANTI-ROTATIONNEL



#### ROTATIONNEL

Ø 3,75/4 RP REF. BRAPPR051  
Ø 5 WP REF. BRAPPR053  
35,00 €

#### ANTI-ROTATIONNEL

Ø 3,75/4 RP REF. BRAPPR054  
Ø 5 WP REF. BRAPPR055  
35,00 €

### PILIER DE SURCOULE BASE TITANE



Ø 3,75/4 RP REF. BRAPPR042  
Ø 5 WP REF. BRAPPR043  
64,00 €

### PILIER MULT DROIT



Ø 3,75/4 RP H 1 REF. BRAPPR074  
Ø 3,75/4 RP H 2 REF. BRAPPR075  
Ø 3,75/4 RP H 3 REF. BRAPPR098  
Ø 3,75/4 RP H 4 REF. BRAPPR099  
Ø 5 WP H 1 REF. BRAPPR076  
73,00 €

**IGA**  
7 ALLEE MAEVA -13530 TRET  
Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59  
E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)  
[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)



Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12

## BRANE

### PILIER MULTI 17°



Ø 3,75/4 RP H2 17° REF. BRAPPR103  
Ø 3,75/4 RP H3 17° REF. BRAPPR104  
129,00 €

### PILIER MULTI 30°



Ø 3,75/4 RP H4 30° REF. BRAPPR089  
Ø 3,75/4 RP H5 30° REF. BRAPPR100  
129,00 €

### COIFFE DE CICATRISATION MULTI boite de 5pcs



NP/RP/WP REF. BRAPPR097

70,00 €

**IGA**  
7 ALLEE MAEVA -13530 TRET  
Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59  
E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)  
[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)



*Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12*

## BRANE

### TRANSFERT MULTI VIS L15 NP/RP/WP



AVEC VIS H 15 REF. BRAPPR087

29,00 €

### VIS L 20 POUR TRANSFERT MULTI



REF. BRAVIT042

16,00 €

### ANALOGUE MULTI NP/RP/WP



REF. BRAAPPR077

16,00 €

### GAINÉ MULTI TITANE NP/RP/WP



REF. BRAPPR086

39,00 €

**IGA**

**7 ALLEE MAEVA -13530 TRET**

**Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59**

**E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)**

**[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**



Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12

## BRANE

### GAINÉ MULTI CALCINABLE NP/RP/WP

REF. BRAPPR108



29,00 €

### PILIER O-RING OTK



Ø 3,75/4 RP H 1 REF. BRAPPR069  
 Ø 3,75/4 RP H 2 REF. BRAPPR070  
 Ø 5 WP H 1 REF. BRAPPR071  
 Ø 5 WP H 2 REF. BRAPPR072

60,00 €

### ATTACHEMENT O-RING BAS OUVERT



REF. BRAPPR090 15,00 €

### ATTACHEMENT O-RING HAUT FERME



REF. BRAPPR091 18,00 €

### TARAUD



Ø	3.75	4	4.9			
L 7/13	BRASTR051	BRASTR050	BRASTR052			

90,00 €

**IGA**

**7 ALLEE MAEVA -13530 TRETTS**

**Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59**

**E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)**

**[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**



Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12

## BRANE

### FORET POUR IMPLANT BRANE OS TENDRE

80,00 €



	Ø Foret	1.6	1.8	2	2.8				
Ø Implant			BRASTR033	BRASTR034					
3.3		BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034					
3.75		BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034					
4		BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034					
5		BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034	SCRSTR007				

### FORET POUR IMPLANT BRANE OS NORMAL

80,00 €

	Ø Foret	1.6	1.8	2	2.8	3	3.25	3.4	3.55
Ø Implant			BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007				
3.3		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007				
3.75		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007	BRAS-TR035			
4		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007		BRASTR036		
5		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007		BRASTR036		BRAS-TR038

### FORET POUR IMPLANT BRANE OS DUR

80,00 €

	Ø Foret	1.6	1.8	2	2.8	3.25	3.4	3.55	4.25
Ø Implant			BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007				
3.3		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007				
3.75		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007	BRAS-TR036			
4		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007		RSTS TR001		
5		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007	BRAS-TR036		BRAS-TR038	BRAS-TR037

**IGA**

**7 ALLEE MAEVA -13530 TRETTS**

**Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59**

**E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)**

**[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**



Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12

## BRANE

### FORET POUR IMPLANT SPEEDY OS TENDRE

80,00 €



	Ø Foret	1.6	1.8	2			
Ø Implant							
4		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034			

### FORET POUR IMPLANT SPEEDY OS NORMAL

80,00 €

	Ø Foret	1.6	1.8	2	2.8	3	3.25
Ø Implant							
4		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007	/	BRAS-TR036

### FORET POUR IMPLANT SPEEDY OS DUR

80,00 €

	Ø Foret	1.6	1.8	2	2.8	3.4	
Ø Implant							
4		BRAS-TR032	BRAS-TR033	BRAS-TR034	SCRSTR007	RSTSTR001	

### FORET CORTICAL



Ø Implants	3.3/3.75	4/4.5	5/6				
	DALS-TR089	DALS-TR090	DALS-TR091				

90,00 €

### TOURNEVIS HEXAGONAL POUR VIS DE FERMETURE ET DE CICATRISATION



(HEXAG. 0,90) L 10 REF. BRASTR025  
(HEXAG 0,90) L15 REF. BRASTR018

80,00 €

**IGA**

**7 ALLEE MAEVA -13530 TRETTS**

**Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59**

**E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)**

**[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**



Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12

## BRANE

### TOURNEVIS TYPE UNIGRIP®\*



L 12 REF. BRASTR004  
L 17 REF. BRASTR015  
90,00 €

### TOURNEVIS HEXAGONAL POUR VIS DE CONNEXION



(HEXAG. 1,22) L 10 REF. BRASTR023  
(HEXAG. 1,22) L 15 REF. BRASTR024  
80,00 €

### BRANE TOURNEVIS MANUEL PILIER O-RING



REF. BRASTR003

80,00 €

### CONNEXION MOTEUR TYPE STARGRIP®\*



Ø 3,75/4 RP L 26 REF. BRASTR019  
Ø 3,75/4 RP L 32 REF. BRASTR020  
Ø 5 WP L 26 REF. BRASTR021  
Ø 5 WP L 32 REF. BRASTR022  
130,00 €

**IGA**

**7 ALLEE MAEVA -13530 TRETTS**

**Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59**

**E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)**

**[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**



*Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12*

## BRANE

### MANDRIN MICROMOTEUR TYPE UNIGRIP®\*



L 26 REF. BRASTR001  
L 32 REF. BRASTR027  
85,00 €

### MANDRIN MICROMOTEUR POUR VIS DE CONNEXION



(HEXAG. 1.22) L 26 REF. BRASTR030  
(HEXAG. 1.22) L 32 REF. BRASTR031  
90,00 €

### MANDRIN POUR MICROMOTEUR POUR MULTI DROIT



L 25 REF. BRASTR046

90,00 €

**IGA**  
**7 ALLEE MAEVA -13530 TRETTS**  
**Tél. : 06 31 32 06 12-04 42 61 37 59**  
**E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)**  
**[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**



*Pour commander, appelez le : 06 31 32 06 12*

## BRANE

### MANDRIN O-RING



L 26 REF. BRASTR014

90,00 €

### ADAPTATEUR POUR CLE VIS DE CONNEXION



L 12  
L 17

90,00 €

### CLE DYNAMOMETRIQUE



350,00 €

## TROUSSE DE CHIRURGIE COMPLETE OU MINI TROUSSE



Service client, contact : **Tél 06 31 32 06 12 - 04 42 61 37 59**

Pour commander : se rendre sur le site **[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**

La gamme complète de nos produits est disponible 24h/24, 7j/7 .

Frais de port : 15.00 € TTC.

La commande validée est expédiée à la réception du règlement en 72h.

Règlement par chèque, CB, pay pal.



**IGA**

**7 ALLEE MAEVA -13530 TRET**

**Tél. : 06 31 32 06 12- 04 42 61 37 59**

**E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)**

**[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)**



## SEPT SYSTEMES IMPLANTAIRES COMPATIBLES POUR TOUS VOS BESOINS

## SEPT SOLUTIONS PROTHETIQUES COMPLEMENTAIRES POUR TOUTES LES INDICATIONS CLINIQUES

## LA LIBERTE DE CHOISIR !

Télécharger nos catalogues ou rendez-vous sur: [www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)

BRANE



REP



SCREW



STRAU



FRIA



ASTRA



STARFLY



Pour visualiser la liste complète des nos pièces prothétiques,  
**visitez** notre site internet.

IGA  
7 ALLEE MAEVA -13530 TRET'S  
Tél. : 06 31 32 06 12- 04 42 61 37 59  
E-mail : [contact@implantsgeneriques.com](mailto:contact@implantsgeneriques.com)  
[www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)



