



PROTOCOLE DE CHIRURGIE ELEVEL



Ø Implant	Os de faible densité	Os densité intermédiaire	Os dence
3,3	FORET PILOTE FORET 2.2 FORET 2.8	FORET PILOTE FORET 2.2 FORET 2.8 FORET A EVASEMENT	FORET LANCE FORET 2.2 FORET 2.8 FORET A EVASEMENT
4,1	FORET PILOTE FORET 2.2 FORET 2.8 FORET 3,5	FORET PILOTE FORET 2.2 FORET 2.8 FORET 3.5 FORET A EVASEMENT	FORET PILOTE FORET 2.2 FORET 2.8 FORET 3.5 FORET A EVASEMENT
4,8	FORET PILOTE FORET 2.2 FORET 2.8 FORET 3,5 FORET 4,2 	FORET PILOTE FORET 2.2 FORET 2.8 FORET 3.5 FORET 4,2 FORET A EVASEMENT 	FORET PILOTE FORET 2.2 FORET 2.8 FORET 3.5 FORET 4,2 FORET A EVASEMENT