



## IMPLANT EXTRA SHORT EXAGONE EXTERNE

Connectique compatible Brademark System ®\* type Speedy et type MKIII en Titane grade IV.

Traitement de surface HSS (High Speed Surface)

Le système HSS assure une meilleure pureté et une présence marquée de phosphore sur la surface de l'implant, des conditions qui favorisent en outre, selon la littérature, l'adhésion des ostéoblastes et l'ostéo-intégration.

	REF.	
	L 5	L 6
<u>Ø 5</u>	ELO 5005	ELO 5006
<u>Ø 6</u>	ELO 6005	ELO 6006

Protocole chirurgical pour l'implant EXTRA SHORT EXAGONE EXTERNE

### Ø 5 FORETS CYLINDRIQUES



Ø 2 REF. GSPUG 2

Ø 3 REF. GSFCI 3

Ø 3.3 REF. GSFCI 3.3

Ø 4.0 REF. GSFCI 4

FORET CORTICAL REF. GSFPS 2

### Ø 6 FORETS CYLINDRIQUES



Ø 2 REF. GSPUG 2

Ø 3 REF. GSFCI 3

Ø 3.3 REF. GSFCI 3.3

Ø 4.0 REF. GSFCI 4

Ø 4.7 REF. GSFCI 4.7

FORET CORTICAL REF. GSFPS 3

Contact I.G.A France : 04 42 61 37 59  
contact@implantsgeneriques.com  
www.implantsgeneriques.com

7 Allée Maeva 13530 TRET-S-FRANCE