



1. Substance / Préparation et nom de la société

Nom du produit : capsules riva luting

Utilisation conseillée : Scellement de matériaux dentaires de restauration.

Fabricant / Fournisseur

SDI Limited SDI Inc.
5-9 Brunsdon Street, Bayswater
Victoria, 3153, Australie

729 N.Route 83, Suite 315
Bensenville 60106 IL, États-Unis

Téléphone :

+61 3 8727 7111 (heures de bureau)

Téléphone :

630 238 8300 (heures de bureau)

Southern Dental Industries Ltd
Block 8, St Johns Court
Swords Road
Santry, Dublin 9, Irlande

SDI Brasil Indústria e Comércio Ltda
Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 612
Pinheiros, São Paulo, 05415-020
Brésil

Téléphone :

+353 1 886 9577 (heures de bureau)

Téléphone :

+(5511) 3031 1700 (heures de bureau)

Contact en cas d'urgence : +61 3 8727 7111

2. Composition / Informations sur les composants

<u>Composition :</u>	<u>N° CAS</u>	<u>Poids %</u>
Compartiment 1 (poudre)		
Verre fluoro aluminosilicaté	-	80,0
Acide polyacrylique	9003-01-4	20,0
Compartiment 2 (liquide)		
Acide polyacrylique	9003-01-4	15,0
Acide tartarique	87-69-4	10,0
Stabilisateur (non dangereux)	-	75,0

3. Identification de danger(s)

Dans des conditions normales d'utilisation, le produit ne présente aucun danger pour l'utilisateur. Cependant, le liquide et la poudre peuvent être irritants pour la peau, les yeux et le système respiratoire.

Phrase(s)-R : **36/37/38** : Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau.

Phrase(s)-S : **2** Conserver hors de la portée des enfants.
24/25 Éviter tout contact avec la peau et les yeux.



4. Premiers secours

Yeux (contact) : Rincer à l'eau courante avec l'œil bien ouvert pendant 5 minutes minimum. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés. Laver la peau avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Ingestion : Boire de l'eau en grande quantité. Consulter un médecin si la gêne persiste.

5. Mesures de lutte anti-incendie

Extincteur adéquat : Non requis.

Dangers exceptionnels d'incendie et d'explosion
Dangers : Aucun.

Équipement de protection spécial : Aucun équipement de protection spécial nécessaire.

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Précautions pour l'environnement : Éliminer les déversements accidentels. Transférer dans un conteneur de mise au rebut.

Méthodes de nettoyage : Nettoyer la zone de déversement accidentel avec de l'eau.

7. Manipulation et stockage

Manipulation : Aucune mesure spéciale nécessaire.

Stockage : Stocker dans un endroit frais à une température comprise entre 4 °C et 20 °C (39 °F - 68 °F).

8. Contrôles de l'exposition et protection individuelle

Protection respiratoire : Non requise.

Protection des mains : Gants en caoutchouc.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité, lunettes protectrices ou écran protecteur pour le visage.

Mesures générales d'hygiène et de sécurité : Aucune.



Produit : CAPSULES RIVA LUTING
Date / Révisé : 01/06/2009

Révision : 2

9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence :	Pâte douce de couleur pâle
Odeur :	Légère odeur caractéristique
Point d'ébullition :	Environ 100 °C (212 °F)
Point de fusion :	Sans objet
Masse volumique :	2,0 g/cm ³
Point éclair :	Sans objet
Inflammabilité :	Ininflammable
Auto-inflammabilité :	Sans objet
Propriétés explosives :	Ne présente aucun danger d'explosion
Propriétés d'oxydation :	Non définies
Pression de vapeur (à 20 °C) :	Environ 23 kPa
Densité relative :	< 1,0
Solubilité :	Miscible

10. Stabilité et réactivité

Stabilité :	Stable dans des conditions normales.
Conditions à éviter :	Chaleur excessive.
Matériaux à éviter :	Aucun.
Produits de décomposition dangereux :	Aucun en cas d'utilisation correcte.
Réactivité dangereuse (polymérisation) :	Aucune réaction dangereuse connue.

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë :	Produit irritant en cas de contact avec les yeux et la peau
Contact avec les yeux :	Irritant pour les yeux
Contact avec la peau :	Susceptible d'être irritant pour la peau
Inhalation (poudre) :	Irritant pour le système respiratoire
Ingestion :	Irritation peu probable en cas de petites quantités ingérées

12. Informations écologiques

Auto-évaluation :	Non auto-biodégradable. Empêcher tout déversement important dans les égouts, les nappes phréatiques ou les eaux de surface.
-------------------	---



13. Questions relatives à l'élimination

Éliminer conformément aux réglementations officielles locales.

14. Informations relatives au transport

Ce produit n'est pas considéré comme dangereux dans le sens des réglementations en matière de transport.

15. Informations relatives à la réglementation

Ce produit est réglementé par :

TGA
Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
FDA
Réglementations nationales

16. Autres informations

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité se basent sur des données considérées comme exactes. Néanmoins, aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude des données ou des résultats qui seront obtenus d'après leur utilisation.

Préparé par : SDI Limited	N° de tél. :
3-13 Brunsdon Street, Bayswater	+61 3 8727 7111
Victoria, 3153, Australie	

Département émetteur de la FDS : Recherche et Développement
Personne à contacter : Directeur des opérations
