



## ENBASE/CONVERTISSEURS BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL 45,00 € ttc

Ce produit n'est pas vendu à l'unité. Vous devez sélectionner au moins 5 quantité pour ce produit.

COMPATIBLE BRANEMARK SYSTEME® TYPE SPEEDY 138€ ESTERNO INTERFACE BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL



### ESTERNO INTERFACE BASE TITANE ANTI- ROTATIONNEL

Référence 002

ANTI-ROTATIONNEL TITANE GRADE V  
AVEC VIS DE CONNEXION RN.

REF. GS EBR MTB B POUR IMPLANTS Ø  
3,75/4 mm.

Agrandir l'image

COMPATIBLE A STRA TECH® 136€ CONUS INTERFACE BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL



### CONUS INTERFACE BASE TITANE ANTI- ROTATIONNEL

Référence 003

ANTI-ROTATIONNEL TITANE GRADE V  
AVEC VIS DE CONNEXION.

Ø 3,5/4,0 REF. GS IAS MTB A

Ø 4,5/5,0 REF. GS IAS MTB B

COMPATIBLE STRAUMANN STANDARD PLUS® 136€ OCTO INTERFACE BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL



### OCTO INTERFACE BASE TITANE ANTI- ROTATIONNEL

Référence 002

État Nouveau

ANTI-ROTATIONNEL TITANE GRADE V  
AVEC VIS DE CONNEXION.

PLATEFORME RN Ø 4,8 mm.

REF. GS IST MTB

**IGA**  
**7 ALLEE MAEVA -13530 TRET**

**E-mail :contact@implantsgeneriques.com**

Contact I.G.A France : 06-31-32-06-12 /04 42 61 37 59



COMPATIBLE DENTSPLY XIVE®\* 60€ FRIEND INTERFACE BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL



### FRIEND INTERFACE BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL

Référence 002

État Nouveau

ANTI-ROTATIONNEL. TITANE GRADE V AVEC VIS DE CONNEXION.

Ø 3,4 REF. GS IFR MTB A

Ø 3,8 REF. GS IFR MTB B

Ø 4,5 REF. GS IFR MTB C

COMPATIBLE Nobel Replace®\* 126€ TRILOBO INTERFACE BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL



### TRILOBO INTERFACE BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL

Référence 002

État Nouveau

ANTI-ROTATIONNEL. TITANE GRADE V AVEC VIS DE CONNEXION.

Ø3,5 REF. GS IRP MTB A

Ø4,3 REF. GS IRP MTB B

Ø5,0 REF. GS IRP MTB C

Agrandir l'image

COMPATIBLES CERTAIN®\* CETRA INTERFACE TITANE ANTI-ROTATIONNEL



### CETRA INTERFACE TITANE ANTI-ROTATIONNEL

Référence 001

ANTI-ROTATIONNEL. TITANE GRADE V AVEC VIS DE CONNEXION.

PLATEFORME : Ø 3,4 REF. GS ICE MTB A

Ø 4,1 REF. GS ICE MTB B

COMPATIBLE SCREW-VENT®\* ZIMMER®\* 70€ UNIVERSAL INTERFACE BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL



### UNIVERSAL INTERFACE BASE TITANE ANTI-ROTATIONNEL

Référence 002

État Nouveau

ANTI-ROTATIONNEL. TITANE GRADE V AVEC VIS DE CONNEXION.

PLATEFORME : Ø 3,5 REF. GS ISC MTB AB

Ø 4,5 REF. GS ISC MTB C

Agrandir l'image

Télécharger nos catalogues ou rendez-vous sur : [www.implantsgeneriques.com](http://www.implantsgeneriques.com)

\*Marques déposées par les sociétés Nobel Biocare™, Straumann™, Zimmer Dental™, ASTRA TECH™, DENTSPLY IMPLANTS™.

